



KT 180 Stół krzyżowy Optimum

- Rowek dla odpływu chłodziwa,
- Prowadnica typu „jaskółczy ogon” z możliwością kasowania luzów,
- Pokrętko z podziałką o skoku 0,05 mm.

Dane techniczne

Długość: 945 mm

Szerokość: 483 mm

Wysokość 169 mm

Wymiar rowka teowego: 12 mm

Szerokość stołu: 180 mm

Długość stołu: 700 mm

Przesuw w osi X: 480 mm

Przesuw w osi Y: 175 mm

Masa netto: 55 kg